

MADE IN SPAIN,
DESIGNED FOR EVERYBODY

HAR

MO

NIE

***TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.***

HARMONIE to usieciowany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego. Roztwór został otrzymany w procesie biofermentacji bakterii (*Streptococcus zooepidemicus*).

HARMONIE jest podawanym w iniekcji implantem przeznaczonym do wypełniania zmarszczek o średniej głębokości w środkowej części twarzy w przypadku deficytu objętości tkanek. Przeznaczony do iniekcji śródskórnych oraz modelowania ust.

W procesie produkcji **HARMONIE** reszkowa ilość BDDE wynosi mniej niż 1 p.p.m. (poniżej połowy maksymalnego limitu dozwolonego przez FDA), co gwarantuje niezwykle bezpieczeństwo preparatu. Pozostała przetworzona ilość BDDE jest nietoksyczna dla organizmu. Formuła **HARMONIE** została opracowana w taki sposób, by zapobiegać obecności cząsteczek metali ciężkich w żelu i osiągnąć maksymalną czystość roztworu.

HARMONIE jest stabilizowane za pomocą systemu buforowego, co maksymalizuje fizjologiczną stabilność żelu w zakresie pH 7,2-7,4. Minimalna higroskopijność żelu zmniejsza ryzyko obrzęku i wystąpienia powikłań takich jak zwłóknienia, świąd lub stan zapalny.

BEZPIECZEŃSTWO

HARMONIE posiada niezauważalną pozostałość czynnika sieciującego BDDE.

REOLOGIA

Elastyczność żelu **HARMONIE** ułatwia jego integrację z tkankami miękkimi twarzy zapewniając harmonijne i naturalne rezultaty.

TECHNOLOGIA SARE

Nowatorska metoda procesu sieciowania kwasu hialuronowego - własne połączenie HA o niskiej i wysokiej masie cząsteczkowej (matryca polimerowa o niskim poziomie modyfikacji).

PERFEKCYJNA INTEGRACJA ZE SKÓRĄ

Poziom pH i osmolalność znajduje się w optymalnym zakresie i zmniejsza ryzyko skutków ubocznych.

HARMONIE 1,5% - 15 mg/ml



Usieciowany kwas hialuronowy przeznaczony do iniekcji śródskórnych lub w czerwień wargową.

- △ koryguje powierzchowne zmarszczki
- △ uwytłumia i modeluje usta

Kurze łapki, zmarszczki na czole, usta, zmarszczki wokół ust.

HARMONIE 1,75% - 17,5 mg/ml



Usieciowany kwas hialuronowy przeznaczony do iniekcji śródskórnych.

- ◇ koryguje średnie i głębokie zmarszczki w środkowej części twarzy

Bruzdy nosowo-wargowe, linie marionetki.

HARMONIE 2,0% - 20 mg/ml



Usieciowany kwas hialuronowy przeznaczony do iniekcji śródskórnych.


- ◇ modeluje i przywraca objętość twarzy

Policzki, broda, żuchwa.



HAR MONIE


PIĘKNO JEST W HARMONII




WYSOKA
LEPKOSPĘŻYSTOŚĆ



WYŻSZA SKUTECZNOŚĆ
SIECIOWANIA



SPOWOLNIONA
DEGRADACJA HA



LEPSZA KONTROLA
EFEKTU ZABIEGU




WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
I WYTRZYMAŁOŚĆ

HARMONIE to preparat opracowany w celu osiągnięcia naturalnych, bezpiecznych i trwałych efektów. Umożliwia harmonijną integrację z tkankami miękkimi twarzy.

Dostarczany w szklanej ampułkostrzykawce o pojemności 1 ml.

Blister sterylizowany ciepłem wilgotnym.



ODA MEDICAL
DYSTRYBUCJA MEDYCZNA

ODA Medical Sp. z o.o.

ul. Toruńska 18C/C
80-747 Gdańsk

+48 606 979 670
+48 795 641 875

www.odamedical.pl

