

Technologia przyszłości

 **ACROSS** BY HUGEL COMPANY

www.revolax.pl



Technologia preparatu

Kwas hialuronowy wysokiej czystości

REVOLAX™ wykorzystuje wysokiej czystości kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego, który jest w 100% naturalną substancją optymalnie synchronizującą się z tkankami skóry człowieka.

Przełomowa technologia produkcji usieciowanego kwasu hialuronowego

REVOLAX™ bazuje na wyjątkowej technologii usieciowania, która po rygorystycznych kontrolach jakości usuwa pozostałości czynnika sieciującego BDDE, co przekłada się na bezpieczeństwo zabiegu.

Wysoka lepkość

to jedna z cech wyróżniających REVOLAX™. Ta plastyczna konsystencja pozwala na stworzenie natychmiastowej i trwałej objętości, a ponadto umożliwia równomierny rozkład produktu z naturalnym wykończeniem.

Struktura monofazowa o wysokiej spójności

REVOLAX™ składa się z regularnej i gęstej struktury monofazowej, dzięki czemu żel jest stabilny i spójny. Konsystencja produktu umożliwia uzyskanie naturalnie zharmonizowanej objętości, ułatwia iniekcję i wzmacnia system podparcia w strukturach skóry.

Niska wartość procentowa kąta fazowego

REVOLAX™ charakteryzuje się niskim poziomem migracji produktu, co oznacza, że po iniekcji produkt ma większe szanse pozostać w pobliżu miejsca podania zapewniając precyzyjny efekt.

Lidokaina 0,3%

Preparaty zawierają środek znieczulający - lidokainę o stężeniu 0,3%



Bezpieczeństwo

REVOLAX™ to usieciowany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego z dodatkiem środka znieczulającego lidokainy 0,3%




Działanie produktu medycznego REVOLAX™ polega na zwiększeniu objętości tkanki twarzy, a tym samym skorygowaniu nieprawidłowości estetycznych, w tym pojawiających się zmarszczek i asymetrii.

Producent marki REVOLAX™ wykorzystuje kwas hialuronowy o najwyższym stopniu czystości uzyskanym dzięki pochodzeniu biofermentacyjnemu, co przekłada się na najwyższy stopień bezpieczeństwa pacjenta poprzez całkowitą eliminację powikłań pozabiegowych.

Jako światowy lider w branży medycyny estetycznej zapewniamy stosowanie najwyższej jakości południowokoreańskich standardów na wszystkich etapach procesu produkcyjnego oraz w wytworzonym produkcie. Dodatkowym atutem preparatów REVOLAX™ są wdrożone standardy jakości ISO1509001 + ISO15013485:2012 oraz dane z niezależnych badań naukowych.

Przy produkcji wypełniacza REVOLAX™ stosowany jest rygorystyczny proces kontroli jakości, który całkowicie eliminuje wszelkie ślady środka sieciującego BDDE z gotowego wyrobu w procesie starannej dializy. REVOLAX to innowacyjne ale przede wszystkim bezpieczne preparaty. Producent Hugel Inc. stosuje zaawansowane technologie zapewniające stały rozwój i postęp w obszarze rozwoju linii technologicznych, co pozwala na uzyskanie 100% czystości preparatu.



REVOLAX™

J Filler


R Filler

Monofazowa zagęszczona struktura

Gęste i regularne ukształtowanie preparatu REVOLAX™ w odróżnieniu od większości innych wypełniaczy o monofazowej strukturze kwasu hialuronowego zwiększa stabilność i trwałość struktury przy jednoczesnym zachowaniu lepkości i elastyczności. Produkt został opracowany z myślą o uzyskaniu naturalnego efektu pozabiegowego przez cały czas aż do pełnej absorpcji preparatu w tkance. Wypełniacze REVOLAX™ to polimery monofazowego kwasu hialuronowego o wysokim poziomie ustrukturyzowania i gęstej siatce, dzięki czemu efekt może utrzymywać się do 18 miesięcy – w zależności od produktu.

Kwas hialuronowy: pochodna *Streptococcus zooepidemicus*
Sieciowany kwas hialuronowy: 100%
Środek sieciujący: BDDE
Pozostałości BDDE w produkcie gotowym: **nie wykryto**

Specyfikacja preparatów



REVOLAX™ DEEP

HA 24 mg/ml; lidocaine 0,3%


Bruzdy nosowo-wargowe, usta, średniogłębokie oraz głębokie zmarszczki, konturowanie owalu twarzy

Do średniogłębokich iniekcji

Grubość igły: 27G

Trwałość: 8-12 mies.

Okres przydatności: 24 mies.



REVOLAX™ FINE

HA 24 mg/ml; lidocaine 0,3%


Okolice oczu, kurze łapki, czoło, płytkie zmarszczki, szyja

Płytkie iniekcje

Grubość igły: 30G

Trwałość: 8-12 mies.

Okres przydatności: 24 mies.



REVOLAX™ SUB-Q

HA 24 mg/ml; lidocaine 0,3%

Głębokie zmarszczki, zmarszczki nosowo-wargowe, nos, broda, policzki, wolumetria twarzy

Głębokie wprowadzenie

Grubość igły: 25G

Trwałość: 8-12 mies.

Okres przydatności: 24 mies.

*Revolax jest dostępny również w wersji **bez lidokainy**.

REVOLAX™

Obszary iniekcji



REVOLAX™

Oficjalny dystrybutor marki REVOLAX w Polsce:

ODA Poland Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18c/c
80-747 Gdańsk

www.odapoland.pl

www.revolax.pl
biuro@revolax.pl

kom. +48 795 641 875
kom. +48 606 979 670

 REVOLAXPL
 REVOLAX_PL

