



ODA MEDICAL

DYSTRYBUCJA MEDYCZNA



JEDNOFAZOWE HYDROŻELE DO INIEKCJI NA BAZIE KWASU HIALURONOWEGO

BtH



GAMA BtHCROSS BtHLINE

BtH Line oraz BtH Cross to innowacyjne, **jednofazowe hydrożele do iniekcji na bazie kwasu hialuronowego (HA)**, stworzone z myślą o zaawansowanej rewitalizacji, przywracaniu i korygowaniu objętości twarzy oraz konturowaniu twarzy.

Produkty posiadają certyfikat CE (0318) i są wyrobami medycznymi produkowanymi w nowoczesnych zakładach w Vitoria-Gasteiz w Hiszpanii zgodnie z najbardziej surowymi normami dla wyrobów medycznych.



BtH

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SARE®

Gama BtH Cross jest produkowana w oparciu o autorską technologię SARE TECHNOLOGY®. Zapewnia ona zwiększoną **wydajność, trwałość sieciowania** oraz **precyzyjną projekcję** przy zachowaniu wyjątkowego profilu bezpieczeństwa.



SARE
TECHNOLOGY





JEDNOFAZOWA STRUKTURA

wysoko jednorodny
proces sieciowania

POWOLNA DEGRADACJA

stopniowa i przewidywalna
biodegradacja HA w tkance

MINIMALNE POZOSTAŁOŚCI BDDE

mniej niż 2 p.p.m. (poniżej
granicy wykrywalności)

WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

odzyskuje swój kształt po
rozciągnięciu lub ściśnięciu

NISKI POZIOM ENDOTOKSYN

$\leq 0,20$ EU/mL (poniżej
dopuszczalnych norm)

BtH

BtH Line 1,4%

Liniowy kwas hialuronowy

Jest wskazany w celu uzupełnienia macierzy pozakomórkowej i tkanki śródskórnej. Przywraca anatomiczne struktury skóry oraz zapewnia jej nawilżenie, rewitalizację i jędrność.



głęboko rewitalizuje skórę

przywraca blask i równomierny koloryt

redukuje drobne zmarszczki

poprawia nawilżenie skóry

Stężenie HA: 14 mg/ml

pH: 7,2 - 7,6

Obszary zastosowania: twarz, szyja, dekol

Zawartość opakowania: 1x1ml

Protokół zabiegowy: 3 zabiegi co 2-4 tygodnie



BtH Cross 1,5%



Usieciowany kwas hialuronowy

Jest wskazany do korekcji powierzchniowych zmarszczek, takich jak linie wokół ust i oczu, a także do powiększania i konturowania ust.



Stężenie HA: 15 mg/ml

pH: 7,0 – 7,8

Obszary zastosowania: kurze łapki, usta, zmarszczki palacza

Czas utrzymywania: do 9 miesięcy

Technologia: SARE TECHNOLOGY®

Zawartość opakowania: 1x1ml



BtH

BtH Cross 1,75%



Usieciowany kwas hialuronowy

Stworzony w celu korekcji umiarkowanych i głębokich zmarszczek i bruzd oraz przywrócenia utraconej objętości i konturu twarzy w obszarach dynamicznych, takich jak obszar wokół ust.



Stężenie HA: 17,5 mg/ml

pH: 7,0 - 7,8

Obszary zastosowania: umiarkowane i głębokie zmarszczki, bruzdy nosowo-wargowe, linie marionetki, łwia zmarszczka

Czas utrzymywania: do 9 miesięcy

Technologia: SARE TECHNOLOGY®

Zawartość opakowania: 1x1ml



BtH Cross 2,0%



Usieciowany kwas hialuronowy

Przeznaczony do przywracania utraconej objętości i redefiniowania konturów twarzy – kości policzkowe, policzki, broda, linia żuchwy – zapewniający przy tym naturalne rezultaty.



Stężenie HA: 20 mg/ml

pH: 7,0 – 7,8

Obszary zastosowania: kości policzkowe, policzki, broda, linia żuchwy, głębokie zmarszczki i bruzdy

Czas utrzymywania: do 9 miesięcy

Technologia: SARE TECHNOLOGY®

Zawartość opakowania: 1x1ml



BtH



BADANIE KLINICZNE

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie naukowym Geis (2025, 11, 754)* przeprowadzono **wszechstronne porównanie właściwości fizykochemicznych i reologicznych preparatu BtH Cross 2,0%** z wiodącymi wypełniaczami wolumetrycznymi.

WNIOSKI Z BADANIA

Dzięki optymalnemu stopniowi modyfikacji, BtH Cross 2,0% **wykazuje kontrolowaną hydratację tkankową, co redukuje ryzyko powstawania obrzęków poiniekcyjnych** przy zachowaniu precyzji wolumetrycznej.

BtH Cross 2,0% zachowuje **integralność strukturalną** i płynnie **adaptuje się do mimiki twarzy**.

Pomiary dynamometryczne wykazały **stałą, umiarkowaną siłę ekstruzji bez skoków i oporów**, co przekłada się na **wyższy komfort iniekcji dla lekarza i mniejszy uraz tkankowy dla pacjenta**.

Produkt nie tylko **spełnia wymogi regulacyjne** dotyczące biouzgodności i endotoksyn dla wyrobów medycznych klasy III, ale dodatkowo **spełnia bardziej rygorystyczne normy dla produktów okulistycznych**.



BtH

**Properties and Enzymatic Degradation of Crosslinked
Hyaluronic Acid for Deep Dermal Filler Use**

Alejandro Melero, Jon Andrade del Olmo,
Nagore Martínez de Cestafe, Claudia Goenaga Ibeas,
Miguel Ucelay López de Heredia, Jon Kepa Izaguirre,
José María Alonso, Raúl Pérez González

Gels 2025, 11, 754, <https://www.mdpi.com/2310-2861/11/9/754>



Produkty dostarczane są w **jednorazowej, sterylnej, szklanej ampułkostrzykawce.**



HA w produktach BtH to biokompatybilny hydrożel, zawierający wysoce oczyszczony kwas hialuronowy, pozyskiwany na drodze biofermentacji.

Certyfikat CE 0318 zapewnia pełną zgodność z unijnymi dyrektywami i rozporządzeniami dotyczącymi wyrobów medycznych klasy III.

WARUNKI PRZECZOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze **od 5°C do 25°C.**

Chronić przed bezpośrednim działaniem **promieni słonecznych** oraz **zamrażaniem**.

BtH



ODA MEDICAL

DYSTRYBUCJA MEDYCZNA

10+ lat doświadczenia w medycynie estetycznej

Od ponad dekady budujemy wiedzę, doświadczenie i relacje na rynku medycyny estetycznej. Znamy potrzeby lekarzy, klinik i naszych partnerów biznesowych.

Naszą misją jest zapewnienie specjalistom wyrobów certyfikowanych, bezpiecznych i bezkompromisowych pod względem skuteczności.

ODA MEDICAL

więcej niż dystrybucja



Bezpieczny transport w kontrolowanej temperaturze

Dbamy o odpowiednie warunki przechowywania i transportu produktów na każdym etapie dostawy – od producenta do klienta.

1+ mln sprzedanych ampułkostrzykawk

Skala, która potwierdza zaufanie do naszych produktów i kompetencje w ich profesjonalnej dystrybucji.

Oryginalne produkty Pewne źródło

Współpracujemy z renomowanymi producentami i dbamy o transparentne pochodzenie oferowanych produktów. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i autentyczność.

Wsparcie lekarzy i profesjonalistów

Jesteśmy czymś więcej niż dystrybutorem. Zapewniamy dostęp do wiedzy, szkoleń, materiałów edukacyjnych i profesjonalnego wsparcia, pomagając naszym partnerom rozwijać ich praktykę.



ODA MEDICAL

DYSTRYBUCJA MEDYCZNA



odamedical.pl